

Vibio BE1221 i Bellman Visit system

Uanset om du har brug for at blive vækket dagligt eller bare har brug for en middagslur, så er det let at bruge Vibio. Download Vibio App'en og følg anvisningen for set up - så er du hurtigt i gang. Appen er tilgængelig i iOS og Android. Når du har indstillet vækketiden i App'en, placeres pudevibratoren under hovedpuden, evt. i pudebetrækket. Du kan blive vækket med tre forskellige vibrationsmønstre, fra blide til kraftige vibrationer alt efter hvor tungt du sover.

Har du brug at snooze lidt, kan du trække to gange i stroppen. Indstil Snooze-varighed under indstillinger. Vibio kan også vække dig når din mobiltelefon ringer eller når du modtager beskeder (kan fravælges).

Vibio er det perfekte valt til tungt sovende såvel som personer med høretab.


Installere Vibio

1 Opstart

Tilslut opladningskablet til din Vibio, og tilslut stikket i en USB-strømadapter eller et USB-stik på computer.

2 Tænd for Vibio

Skub Tænd/Sluk-knappen til højre, og placer Vibio tæt på din mobiltelefon.



3 Installere appen



Hent Vibio app fra App Store® eller Google Play™, og følg instruktionerne for opsætning.



Brug af appen

Håndtering af alarmer



Tilføj. Tryk på Plus-knappen for at tilføje en ny alarm.



Rediger. Tryk på Blyant-knappen for at redigere en alarm.



Slet. Tryk på Minus-knappen for at slette en alarm.



Tænd / Sluk. Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at aktivere eller deaktivere alarmen.

Overvågning af Vibio



Tilslutning. Ikonet Vibio viser status for forbindelsen.




Batteri. Batteriikonet viser det aktuelle batteriniveau.

Yderligere information



Hjælp. Tryk på Menu > Hjælp for at lære mere om appen.



DANSK